



## DINO - LITE VIDEO MJERNI MIKROSKOPI

Šifra: 777

DINO - LITE video mjerni mikroskopi

Sveobuhvatni i kompaktan digitalni mikroskop s mjernim funkcijama za razne primjene u medicini, industriji i obrazovanju.

LED osvjetljenje za izvrstan prikaz na zaslonu.

Zapisi se mogu spremiti u obliku slike ili video datoteka. Mogu se mjeriti : geometrijski oblici, poput udaljenosti, polumjera i kutova.

Osvjetljenje: 8 LED svjetla u obliku bijelog prstena.

Isporuka sa softverom za Windows i Mac OS X (ograničena podrška za Mac OS X).

Funkcije mjerenja i kalibracije funkcija i detekcija ruba.

Dimenzije:  $\varnothing 32 \times 120$  mm.