



MIKROSKOPI U OLOVCI

Šifra: SCH905404

Mikroskopi u olovci imaju fiksnu skalu i EIM sustav. Kod standardnih mikroskopa, uvećanje je odozgo prema dolje, ali zbog EIM sustava, kod ovih mikroskopa to nije tako.

Dimenzije: Ø 20,7 x 111 mm. 905,404

Težina: 25 28 g.

Kataloški broj	Povećanje	Polje gledanja	Mjerni raspon	Podjela
		*/mm	mm	mm
905.404	25 x	3.50	3.0	0.05
905.405	50 x	1.70	1.6	0.02
905.406	75 x	1.10	1.0	0.01
905.407	100 x	0.86	0.8	0.005

Mikroskopi s fiksnom skalom

Kataloški broj	Povećanje	Polje gledanja	Mjerni raspon	Podjela
		*/mm	mm	mm
905.263	25 x	3.30	3.0	0.05
905.264	50 x	2.20	1.6	0.02

Kataloški broj	Povećanje	Polje gledanja
		*/mm
905.267	25 x	3.30
905.268	50 x	2.00
905.269	75 x	1.09
905.266	100 x	0.84