

## MONOBLOK ORMAR ZA SKLADIŠTENJE KISELINA, KEMIJSKIH I KOROZIVNIH TVARI

Šifra: **TECNOTEL0942**



Monoblok ormar od lima debljine 7-8/10 mm pogodan za skladištenje kiselina, kemijskih i korozivnih tvari, u skladu sa trenutno važećim standardima za higijenu i zaštitu na radu i zaštitu okoliša. Ojačana vrata i brava na šarkama s kvakom, 4 pocinčane i perforirane podesive police s okpanicama, spremnik za prikupljanje tvari kapaciteta 40 litara, prorezi za ventilaciju s vodootpornim rešetkama sa strane i na vrhu.

Boja ormarića siva RAL 7038

Ukupne dimezije (d š v) : 1000 x 500 x 2000 mm

Iskoristive dimezije (d š v) : 920 x 480 x 1735 mm