



ORMARI LIMENI ZA PRVU POMOĆ , DIM : 1.120 X 490 X 200 MM, BOJA : NARANČASTA - 0501051

Šifra: 1630

Ormari limeni za prvu pomoć , Dim : 1.120 x 490 x 200 mm, boja :
narančasta - 0501051

- kvalitetni lim, elektrostatički plastificiran, poliuretanski lak otporan na udarce i ogrebotine, masti i ulja

- pribor za prvu pomoć , deke i plahte u vlastitim pretincima, brzo i jednostavno vađenje

- dvostruko preklopiva nosila

- kutija za prvu pomoć popunjena prema normi DIN 13157

- dva eko-termalne prekrivača i dvije nosiljke.

- elektrostatski plastificiran

- rubovi i uglovi su dodatno ojačani plastificiranom žicom

- odjeljci za odlaganje u unutrašnjosti vrata

- vrata s gumbom i sigurnosnim mehanizmom za zaključavanje

- zaštita od nagiba za nosila i držač kompleta za prvu pomoć

- oznake izvedene sitotiskom i piktogramima u boji

- sterilni zavoji imaju oznaku CE, s datumom izrade i trajanjem od 20 godina