



VIDEO MIKROSKOPI

Šifra: SCH909511

Kompaktan i prijenosni video mikroskop s ugrađenim fotoaparatom za primjenu u medicini, industriji ili u obrazovnom sektoru. Povećanje od 10x do 196x i s ugrađenom LED osvjetljenjem, objekti se vide jasno na zaslonu.

Optičko povećanje: 10x - 42x.

Isporuka uključuje Litij-ionsku bateriju i stalak

Digitalni zoom: 1,5x - 4.7x. Rezolucija kamere: 1600 x 1200 px. LCD zaslon: 320 x 200 px, 2.8", sa skalom; Osvjetljenje: 4 LED diode (bijele) Vidno polje: 6,6 x 4,2 mm (na uvećanja 10x), 0,3 x 0,2 mm (uz povećanje 196x)

2 GB interne memorije i USB izlaz

Operativni sustav: Windows XP / Vista / 7/8

Dimenzije: 121 x 56 x 26 mm.

Kataloški broj 909.511